

La Laserterapia
del 3° millennio.

MLS[®]
Multiwave
Locked System



ASV
A S A L A S E R
Research and Therapeutic Solutions

Che cosa rende il nostro laser diverso da tutti gli altri? Tre lettere: MLS®.

MLS® (Multiwave Locked System) combina e sincronizza in un unico impulso specifiche emissioni continue e pulsate, con diverse lunghezze d'onda. Questa sincronizzazione avviene grazie ad un sistema di controllo brevettato che permette di modulare le caratteristiche dell'emissio-

ne a seconda delle necessità. L'energia, così controllata e sincronizzata, arriva in profondità nei tessuti, potenziando l'effetto terapeutico in ambito antinfiammatorio, antiedemigeno ed analgesico e velocizzando al tempo stesso le tempistiche di guarigione.

- ▶ Sinergia e potenziamento degli effetti antinfiammatorio, analgesico, antiedemigeno
- ▶ Rapida riduzione del dolore
- ▶ Recupero veloce dell'integrità strutturale dei tessuti danneggiati
- ▶ Miglioramento immediato della circolazione ematica locale
- ▶ Trattamenti di breve durata e con cicli di poche applicazioni

808 nm

EMISSIONE
CONTINUA

COMBINAZIONE-SINCRONIZZAZIONE

Le lunghezze d'onda scelte garantiscono che l'energia sia portata in profondità. La sincronizzazione in un unico impulso di specifiche emissioni continue e pulsate, permette di ottenere la sinergia e il potenziamento dei singoli effetti.

905 nm

EMISSIONE
PULSATA

EFFETTO TERAPEUTICO

Lo spiccato effetto analgesico e l'intenso effetto antinfiammatorio ed antiedemigeno dell'impulso MLS® si manifestano contemporaneamente potenziandosi a vicenda.

VANTAGGI

Notevole attenuazione della sintomatologia fin dalle prime applicazioni. Tempi di trattamento ridotti, risultati duraturi nel tempo.

MLS® è scientificamente dimostrato. In ASAcampus.

L'efficacia e la sicurezza della Laserterapia MLS® sono state scientificamente provate in ASAcampus, la divisione di ricerca ASA e il Laboratorio Congiunto presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche dell'Università di Firenze.

SCOPRI DI PIÙ SU
ASACAMPUS:



▶ Mphi



▶ Mphi 75



▶ Mphi 5



▶ Mphi 75.5



▶ M6



▶ M8





Hilterapia®



CORPORATE HEADQUARTERS / REGISTERED OFFICE

Via Galileo Galilei, 23 / 36057 Arcugnano (VI) - Italy

T +39 0444 28 92 00 / F +39 0444 28 90 80

asalaser@asalaser.com

RESEARCH DIVISION / BRANCH

Joint Laboratory Department of Experimental and Clinical

Biomedical Sciences University of Florence

Viale G. Pieraccini, 6 / 50139 Firenze - Italy

asacampus@asalaser.com

asalaser.com

