

La Thérapie Laser  
du 3e millénaire.

**MLS**<sup>®</sup>  
Multiwave  
Locked System



**ASV**  
A S A L A S E R  
Research and Therapeutic Solutions

# En quoi notre laser est-il différent ?

## En trois lettres : MLS®

La technologie MLS® (Multiwave Locked System) combine et synchronise les émissions continues et pulsées sur différentes longueurs d'onde. Cette synchronisation est possible grâce au système breveté MLS® qui permet la modulation des types d'émissions en fonction de

votre besoin. L'énergie laser, synchronisée et contrôlée, peut ainsi atteindre en profondeur les tissus pour un résultat thérapeutique optimal contre l'inflammation, l'œdème et la douleur avec un processus de guérison et de cicatrisation rapide.

- ▶ Action renforcée et simultanée : anti-inflammatoire, anti-œdème et antalgique
- ▶ Diminution rapide de la douleur
- ▶ Récupération rapide de l'intégrité structurelle des tissus endommagés
- ▶ Amélioration de la circulation sanguine
- ▶ Durées de traitement rapides. Moins de séances requises.

808 nm

ÉMISSION  
CONTINUE

### COMBINAISON – SYNCHRONISATION

Les longueurs d'onde choisies permettent à l'énergie d'arriver en profondeur. La synchronisation en une impulsion unique de rayons spécifiques continus et pulsés permet d'obtenir la synergie et la potentialisation de chaque effet.

905 nm

ÉMISSION  
PULSÉE

### EFFET THÉRAPEUTIQUE

Le remarquable effet analgésique et l'effet intense anti-inflammatoire et anti-œdémateux de l'impulsion MLS® se manifestent en même temps et se renforcent réciproquement.

### AVANTAGES

L'importante atténuation des symptômes dès les premières applications. Durée réduite du traitement, résultats durables.

# MLS® a été scientifiquement approuvé sur ASAcampus.

L'efficacité et la sécurité de la thérapie laser MLS® sont issues de la recherche scientifique d'ASAcampus, Asa Research Division et du Département des Sciences Expérimentales Cliniques et Biomédicales de l'université de Florence, en Italie, dirigé par Monica Monici.

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR ASACAMPUS :



▶ Mphi



▶ Mphi 75



▶ Mphi 5



▶ Mphi 75.5



▶ M6



▶ M8





Hilterapia®



**SIÈGE PRINCIPAL DE L'ENTREPRISE / SIÈGE SOCIAL**

Via Galileo Galilei, 23 / 36057 Arcugnano (VI) - Italy

T +39 0444 28 92 00 / F +39 0444 28 90 80

[asalaser@asalaser.com](mailto:asalaser@asalaser.com)

**DIVISION RECHERCHE / FILIALE**

Joint Laboratory Department of Experimental and Clinical

Biomedical Sciences University of Florence

Viale G. Pieraccini, 6 / 50139 Firenze - Italy

[asacampus@asalaser.com](mailto:asacampus@asalaser.com)

[asalaser.com](http://asalaser.com)

